



## معرفی اجمالی دستگاه : کجدال

دستگاه کجدال اتوماتیک جهت اندازه گیری نیتروژن بکار میرود که عملیات تقطیر و تیتراسیون در این دستگاه بصورت همزمان و تمام اتوماتیک انجام خواهد شد. این دستگاه به آخرین سیستم کنترلرهای مرکزی و درجه اتوماسیون بالا با بهترین کیفیت مجهز میباشد و همچنین به آسانی میتواند شستشوی لوله های هضم و تیتراسیون را بصورت خودکار انجام دهد. در برخی مدلها دستگاه کجدال شامل تیترا تور اتوماتیک می باشد. روش کجدال (Kjeldahl) یک متد کلاسیک برای اندازه گیری نیتروژن و پروتئین میباشد. این دستگاه نقش مهمی در اندازه گیری نیتروژن و پروتئین در نمونه های غذا، محصولات کشاورزی و مواد خوراک کاربرد داشته و در آنالیز نسبت نیتروژن و پروتئین در نمونه های بزرگ و یا نسبتاً کوچک و یا تست های نمک آمونیوم و یا اسیدها و بازهای چرب و فرار و ... مورد استفاده قرار میگیرد.

## کاربردهای تحقیقاتی دستگاه: کجدال

کاربرد گسترده ای در آزمایشگاههای صنایع داروسازی، کشاورزی، صنایع غذایی و ...مورد استفاده قرار میگیرد.

تعارف خدماتی دستگاه با تخفیف گزنت تحقیقاتی Labsnet + ۵٪ تخفیف اضافی آزمایشگاه		تعارف عادی خدماتی دستگاه	چگونگی احتساب قیمت	نام دستگاه
۷۰٪ + ۵٪	۵۰٪ + ۵٪	بدون تخفیف	-	کجدال
.....تومان	.....تومان	.....تومان	-	

---

شناسنامه سند: 06 . Faculty of Nutrition

---

نام سند	تعرفه مربوط به دستگاه کجلدال
تاریخ صدور	۱۳۹۹/۸/۱۰
نام کامل فایل	تعرفه مربوط به دستگاه کجلدال
شرح سند	تعرفه خدمات دستگاه کجلدال واقع در دانشکده تغذیه
تهیه کننده	نام تهیه کننده: حسین محمدزاده

---